



SCHREINER
MEDICAL

SCHREINER MEDICAL PRODUKTÜBERSICHT

www.medical-schreiner.de

27. JUNI 2022

UNSER EXKLUSIVER HERSTELLER

Die Xiamen AmonMed Biotechnology Co.,Ltd. ist ein etabliertes Unternehmen, das 2014 gegründet wurde. Es ist auf die Forschung, Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und personalisierte medizinische Testdienstleistungen von neuen miniaturisierten In-vitro-Diagnosegeräten und -kits spezialisiert. Als Basis für die Industrialisierung von Medizinprodukten des Haixi-Instituts der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, stützt sich das Unternehmen auf die wissenschaftliche Forschungsunterstützung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Es verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungsteam, das sich aus Ärzten und Experten zusammensetzt, die seit vielen Jahren in der einschlägigen professionellen Forschung tätig sind. Das Unternehmen verfügt über die Stärke, die führenden Produkte der POCT-Serie in derselben Branche anzubieten.



AmonMed

XIAMEN AMONMED BIOTECHNOLOGY



FÄKALER OKKULUTBLUTTEST

Produkt highlights

- Menschliche Fäkalienproben
- Testergebnis nach 5 Minuten
- Selbsttest für Zuhause
- Hohe Genauigkeitsrate



KURZANLEITUNG-SELBSTTEST

- Produkt Name: Fecal Occult Blood (FOB) Test Kit (Colloidal Gold)
- Anwendungsbereich: Schnelltest für den qualitativen Nachweis von menschlichem Hämoglobin in Stuhlproben (fäkales okkultes Blut)
- Bedingungen für die Lagerung: bei Raumtemperatur




1. PROBENENTNAHME

Hinweis:

Die Fäkalien in einem sauberen/trockenen Probensammelbehälter sammeln. Urin und übermäßige Verdünnung der Proben mit Toilettenwasser, können zu einem fehlerhaften Testergebnis führen.



2. MIXEN UND PRESSEN




3. ZUM TESTERGEBNIS IN 5 MINUTEN

CALCIUM-SALZ TESTKIT

Produkt highlights

- Fortschrittliche Technologie zur Herstellung
- Wissenschaftliche Forschungsergebnisse
- Einfach und bequem in der Anwendung
- Kalziummangel frühzeitig erkennen



ANWENDUNG

- Produktname: calcium salt dyeing solution
- Anwendungsbereich: Für die Diagnose von Kalziummangel
- Anwendbar für folgenden Personenkreis:
Kinder – Erwachsene – stillende Mütter
- Probenentnahme: Urin/Muttermilch
- Verpackungsspezifikationen: 1 Test/Kit, 2 Tests/Kit



1. PROBENENTNAHME

Morgenurin/Muttermilch in das Reagenzglas geben, bis die Skalenlinie erreicht ist.



2. KOPFÜBER SCHÜTTELN

2 bis 3 Minuten



3. ZUM TESTERGEBNIS IN 5 MINUTEN

Rot bedeutet Kalziummangel

Blau bedeutet keinen Kalziummangel


DIE BEDEUTUNG VON KALZIUM

80 % des täglichen Kalzium wird mit den Fäkalien aus dem Verdauungstrakt ausgeschieden.



Vorteile für die Gesundheit

- Hilfe bei der Auslösung von Nervenimpulsen
- Erhalt der Zähne
- Unterstützt bei der Regulierung der Herzfrequenz
- Sinkt das Risiko von Brustkrebserkrankungen
- Unterstützt die Muskelkontraktion
- Unterstützung der Darmgesundheit
- Unterstützung des Hormonhaushalts
- Förderung der Blutgerinnung



Anzeichen von Kalziummangel

- Bei heranwachsenden Kindern
Wachstumsschmerzen
Konzentrationschwierigkeiten
Allergien
Erkältungen
Reizbarkeit und Müdigkeit
- Bei Kindern
Leichtes aufwachen im Schlaf
Appetitlosigkeit
Durchfall
Krämpfe
Später Zahnwachstum
- Kalziummangel bei erwachsenen und ältere
Krämpfe
Schlaflosigkeit
Bluthochdruck
Diabetes



Ca
Calcium

Ca

PATCH TEST DIAGNOSTIC KIT

Produkthighlights

- Nicht-invasiver Allergennachweis
- Allergietest über die Haut
- Genaue Testergebnisse
- Einfache Bedienung
- Professionelle grafische Auswertung
- Wissenschaftlich erprobt




ANWENDUNG

- Produktname: Patch Test Diagnostic Kit
- Verpackungsspezifikationen: 150 Tests/Kit, 100 Tests/kit
- Bedingungen für die Lagerung: bei Raumtemperatur

TESTERGEBNISSE


- Negativ
- Verdächtige Reaktion : Nur schwacher roter Fleck
- Niedriger positiver Wert
- Mittlerer positiver Wert
- Hoher positiver Wert

* 24-48 Stunden nach dem Auftragen entfernen Sie den Teststreifen, um eine mögliche Reaktion durch den Druck des Materials auf der Haut zu vermeiden. Bitte lesen Sie 30 Minuten nach Entfernung des Teststreifens das Ergebnis ab.




3. MARKIERUNG

Markieren Sie die Haut außerhalb des Testbereichs



2. TESTBAND ANBRINGEN

Kleben Sie das Teststreifenband von unten nach oben auf den oberen Rücken des Patienten



1. TESTSTELLE REINIGEN

Reinigen Sie die Haut an der Teststelle.
Nehmen Sie das Teststreifenband heraus und entfernen Sie das Schutzpapier

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR WEITERE INFORMATIONEN



+49 (0)7152 332 66 22



info@medical-schreiner.de



Eltingerstraße 61
71229 Leonberg

